



Varenummer 6898



Dispenser, ABENA, 1000 ml, stål, til stand-back flasker, med 6 cm arm

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

Produktbeskrivelse

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. Nedtages let fra væggen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Features	Til stand-back flasker, med 6 cm arm
Materiale	Stål
Længde/dybde	17.5 cm
Bredde	11 cm
Højde	8.5 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Screws and anchors.
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	47.5 cm	39 cm	38.5 cm	5703538416835
stk	1 stk				5703538416811