



Varenummer 6899



Dispenser, ABENA, 1000 ml, stål, til stand-back flasker, med 14 cm arm

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

Produktbeskrivelse

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levedsmiddelsektoren m.fl. Nedtages let fra væggen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Features	til stand-back flasker, med 14 cm arm
Materiale	Stål
Længde/dybde	17.5 cm
Bredde	11 cm
Højde	8.5 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	47 cm	39 cm	39.5 cm	5703538408038
stk	1 stk				5703538408014