



Varenummer 6899



## Dispenser, ABENA, 1000 ml, stål, til stand-back flasker, med 14 cm arm

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

### Produktbeskrivelse

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levedsmiddelsektoren m.fl. Nedtages let fra væggen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Features	til stand-back flasker, med 14 cm arm
Materiale	Stål
Længde/dybde	17.5 cm
Bredde	11 cm
Højde	8.5 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Screws and anchors.
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	48 stk	47 cm	39 cm	39.5 cm	5703538408038
stk	1 stk				5703538408014