



Produktdatablad

Tråddispenser til flydende håndsæbe og hånddesinfektion refill, 1000 ml., alu, til stand-back flasker, med 14 cm. arm

Varenummer: 6899



Varedeklaration

Forpakning: 48 stk pr. kolli. 20 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Dispenser. Varemærke: ABENA. Holdbarhed, åbnet: Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl. Materiale: stål. Features: til stand-back flasker, med 14 cm arm. Længde/dybde: 17,5 cm. Bredde: 11 cm. Højde: 8,5 cm. Rumindhold, netto: 1000 ml. Vaskeanvisninger: Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine. Produkt- eller teststandarder: DS 2451-2. Inkluderet tilbehør: Skruer og ankre. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. Nedtages let fra væggen. Brugsanvisning: Monteres på væg med skruer og rawplugs. Bortskaffelse af produkt: Kan genbruges eller forbrændes. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 6902, 6913, 6922, 150546, 15054699