



Varenummer 6901



## Hånddesinfektion, ABENA, 700 ml, Bag-in-box refill til håndfri dispenser

- ✓ Passer til en elektronisk dispenser
- ✓ Stabil indpakning

### Produktbeskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	Bag-in-box refill til håndfri dispenser
pH-værdi (konc.)	pH 6,5-7,5
Tekniske ingredienser	Alcohol denat, Aqua, Glycerin
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	9 cm
Højde	14.4 cm
Vægt, netto	585 g
Rumindhold, netto	700 ml
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2, EN 14476, EN 1500, EN 13727, EN 14348
Direktiver, lovgivning og regler	CenterforInfectionControl
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Produktet er brandfarlig, så bør holdes væk fra antændelseskilder.
Holdbarhed	48 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperatortolerance	5 °C - 30 °C
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	36.5 cm	24 cm	15 cm	5703538359675
stk	1 stk				5703538359897



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.

