




## Produktdatablad

# Hud- og hånddesinfektion, refiller til Abena elektronisk dispenser, 85% (v/v) ethanol, flydende, 700 ml. pose

Varenummer: 6901



## Varedeklaration

Forpakning: 12 stk pr. kolti. 50 kolti pr. palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektion. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 48 måneder. Holdbarhed, åbnet: 12 måneder. Farve: klar. Ingrediensliste: Alcohol denat, Aqua, Glycerin. Features: Bag-in-box refill til håndfri dispenser. pH-værdi (konc.): 5-6. Vægt, netto: 585 g. Længde/dybde: 7,5 cm. Bredde: 9 cm. Højde: 14,4 cm. Rumindhold, netto: 700 ml. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: DS 2451-2, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500. UFI: RTQN-PETD-000U-E18W. Produktregisternummer: 2460351. Temperatur Tolerance: 5 °C - 30 °C. Direktiver, lovgivning og regler: BPR EU 528/2012. Faresætninger: Meget brandfarlig væske og damp. Produktbeskrivelse: Hænderne er vores største smittekilde. Derfor er god håndhygiejne og hyppig brug af hånddesinfektion det sikreste middel til at forebygge smittespredning og din bedste allierede i situationer med risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENAs hånddesinfektionsmidler indeholder 85% alkohol, som har en dokumenteret bakteriedræbende effekt. Samtidig hjælper indholdet af glycerin til at beskytte huden på dine hænder. Brugsanvisning: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Produktet er brandfarlig, så bør holdes væk fra antændelseskilder. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.