



Produktdatablad

Hånddesinfektion, Abena, 1000 ml, 85% ethanol, standbag flaske til ståldispenser

Varenummer: 6902



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Kolli, 72 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektion

Varemærke: ABENA

Holdbarhed: 48 måneder

Holdbarhed, åbnet: 12 måneder

Produktbeskrivelse: Hænderne er vores største smitekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

Brugsanvisning: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Temperaturlolerance: 5 °C - 30 °C

Vaskeanvisninger:

Farve: klar

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 85% ethanol, standbag flaske til ståldispenser

pH-værdi (konc.): 5,5

Længde/dybde: 8,8cm

Bredde: 6,2cm

Højde: 33cm

Vægt, netto: 830g

Rumindhold, netto: 1000ml

Produkt- eller teststandarder: DS 2451-2, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500Tilhørende varer: 6898, 6899, 6995, 689902, 689802, 699502, 689903, 689803, 699503

