

ABENA®

Produktdatablad

Hånddesinfektion, Abena, 80 ml, flaske med klaplåg

Varenummer : 6904
Version : 02
Varegruppe : Abena
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli
500 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Hånddesinfektion
Varemærke:	Abena
Holdbarhed:	48 måneder
Holdbarhed, åbnet:	12 måneder
Farve:	klar
Ingredienser/sammensætning:	85% ethanol. Alcohol denat, Aqua, Glycerin
Features:	flaske med klaplåg
pH-værdi (konc.):	pH 6,5-7,5
Længde/dybde:	2,5 cm
Bredde:	5,6 cm
Højde:	12 cm
Vægt, netto:	67 g
Rumindhold, netto:	80 ml
Produkt- eller teststandarder:	DS 2451-2, EN 14476, EN 1500, EN 13727, EN 14348
Direktiver, lovgivning og regler:	CEI Hænderne er vores største smitekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.
Produktbeskrivelse:	Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder.
Vejledning i brug/ anvendelse:	Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance:	5 °C - 30 °C
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsel:	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Afliveres på miljøstation.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 150663