



Varenummer 6913



Hånddesinfektionsgel, ABENA, 1000 ml, 85% alkohol, med glycerin, standbag flaske til ståldispenser

- ✓ Godkendt af CEI
- ✓ Undgå smittespredning med god håndhygiejne
- ✓ Sikkerhed og tryghed for alle

Produktbeskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig hånddesinfektion er med til at forebygge smittespredning. ABENAs hånddesinfektion er testet og fundet effektiv mod vegetative bakterier, gærsvampe og vira (herunder Coronavirus). ABENAs hånddesinfektionsprodukter indeholder 85% alkohol samt 1-3% glycerol. Opfylder kravene til EN 14885. EN1500- Baktericide aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN13727- Baktericide aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN13624- Yeasticidal aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN14348- Mycobactericidal aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN14476- Virucidal aktivitet mod indkapslet virus ved 30 sek. kontakt tid EN14476- Virucidal aktivitet mod Norovirus ved 15 sek. kontakt tid EN17430- Virucidal aktivitet mod Norovirus ved 30 sek. kontakt tid Produkterne med pumpen og vores standbag flasker har en dosering på 1,7-2,0 ml.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektionsgel
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	85% alkohol, med glycerin, standbag flaske til ståldispenser
pH-værdi (konc.)	6,5-7,5
Ingrediensliste	754 g/kg ethanol, 46g/kg propan-2-ol
Længde/dybde	8.8 cm
Bredde	6.2 cm
Højde	33 cm
Vægt, netto	850 g
Rumindhold, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 17430:2024
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	5 °C - 30 °C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Afleveres på miljøstation.

Brugsanvisning

Påfør hånddesinfektionsmiddel på rene, tørre hænder i en mængde, der holder huden fugtig i 30 sekunder. Desinfektionsmidlet fordeles godt og gnides grundigt ind mellem fingre, håndryggen og håndfladen samt håndled. Bliv ved med at massere, indtil huden igen er tør. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	38 cm	18 cm	34 cm	5703538359910
stk	1000 ml				5703538359927



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.

