

ABENA®

## Produktdatablad

### Hånddesinfektionsgel, Abena, 1000 ml, 85% ethanol, standbag flaske til ståldispenser

Varenummer : 6913  
Version : 03  
Varegruppe : Abena  
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli  
36 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Hånddesinfektionsgel  
**Varemærke:** Abena  
**Holdbarhed:** 36 måneder  
**Holdbarhed, åbnet:** 12 måneder  
**Farve:** klar  
**Features:** 85% ethanol, standbag flaske til ståldispenser  
**pH-værdi (konc.):** pH 6,5-7,5  
**Længde/dybde:** 8,8 cm  
**Bredde:** 6,2 cm  
**Højde:** 33 cm  
**Vægt, netto:** 850 g  
**Rumindhold, netto:** 1000 ml  
**Produkt- eller teststandarder:** EN 1500, DS 2451-2  
**Direktiver, lovgivning og regler:** CEI

**Produktbeskrivelse:** Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

**Brugsanvisning:** Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

**Opbevaringsinstruktioner:** Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

**Temperaturtolerance:** 5 °C - 30 °C

**Doseringsinstruktioner:** 1,8 ml

**Sikkerhedsforskrifter og advarsler:** Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt  
Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.

**Bortskaffelse af produkt:** Afleveres på miljøstation.

**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.

**Tilhørende varer:** 689902, 689802, 699502