



Varenummer 6913



## Hånddesinfektionsgel, ABENA, 1000 ml, 85% ethanol, standbag flaske til ståldispenser

✓ Vurderet og godkendt af CEI

### Produktbeskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektionsgel
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	85% ethanol, standbag flaske til ståldispenser
pH-værdi (konc.)	pH 6,5-7,5
Længde/dybde	8.8 cm
Bredde	6.2 cm
Højde	33 cm
Vægt, netto	850 g
Rumindhold, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 1500, DS 2451-2
Direktiver, lovgivning og regler	CenterforInfectionControl
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Holdbarhed	48 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	5 °C - 30 °C
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgnides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	10 stk	35 cm	20 cm	29 cm	5703538224935



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.