

ABENA®

## Produktdatablad

### Hånddesinfektionsgel, Abena, 80 ml, klar, gel, 85% ethanol, flaske med klaplåg

Varenummer : 6914  
Version : 03  
Varegruppe : Abena  
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli  
500 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Hånddesinfektionsgel
<b>Varemærke:</b>	Abena
<b>Holdbarhed:</b>	48 måneder
<b>Holdbarhed, åbnet:</b>	12 måneder
<b>Farve:</b>	klar
<b>Tekniske ingredienser:</b>	Alcohol denat, Aqua, Glycerin
<b>Features:</b>	gel, 85% ethanol, flaske med klaplåg
<b>pH-værdi (konc.):</b>	pH 7,0
<b>Rumindhold, netto:</b>	80 ml
<b>Produkt- eller teststandarder:</b>	DS 2451-2, EN 1500
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Hænderne er vores største smitekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.
<b>Vejledning i brug/ anvendelse:</b>	Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
<b>Opbevaringsinstruktioner:</b>	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
<b>Temperaturtolerance:</b>	5 °C - 30 °C
<b>Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler:</b>	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i orginal emballagen.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Afliveres på miljøstation.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.