



Produktdatablad

Hånddesinfektionsgel, Abena, 80 ml, klar, gel, 85% ethanol, flaske med klaplåg

Varenummer: 6914



Varedeklaration

Forpakning: 12 Stk pr. Kolti, 500 Kolti pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektionsgel. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 48 måneder. Holdbarhed, åbnet: 12 måneder. Tekniske ingredienser: 754 g/kg ethanol, 46g/kg propan-2-ol. Features: 85% ethanol, flaske med klaplåg. pH-værdi (konc.): 6,5-7,5. Ruminhold, netto: 80 ml. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: EN 1500, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476. UFI: XNGR-UE1C-900Q-WE1Q. Produktregisternummer: 4430113. Temperatur Tolerance: 5 °C - 30 °C. Direktiver, lovgivning og regler: BPR EU 528/2012. Faresætninger: Meget brandfarlig væske og damp. Produktbeskrivelse: Hænderne er vores største smitekilde. Hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, hvilket reducerer effektive vegetative bakterier, gærsvampe og vira (herunder Coronavirus) fra hænderne og minimerer smittespredning. Brugsanvisning: Påfør hånddesinfektionsmiddel på rene, tørre hænder i en mængde, der holder huden fugtig i 30 sekunder. Desinfektionsmidlet fordeles godt og gnides grundigt ind mellem fingre, håndryggen og håndfladen samt håndled. Bliv ved med at massere, indtil huden igen er tør. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.