



Varenummer 6919



Hånddesinfektion, kirurgisk, ABENA, 1000 ml, stand-back flaske med pumpe, til tråd dispenser med pumpearms, 0,5% klorhexidin

- ✓ Vurderet og godkendt af CEI som hånd desinfektion til sundhedssektoren
- ✓ 85% ethanol og 0,5% klorhexidin

Produktbeskrivelse

ABENA klorhexidinsprit indeholder 85% ethanol og 0,5% klorhexidin, og er egnet til kirurgisk hånddesinfektion, hvor der er brug for en længevarende desinfektion. Produktet er virksomt overfor vegetative bakterier, resistente bakterier MRSA, ESBL og VRE, mykobakterier, kappebærende og visse ikke kappebærende vira, samt de fleste svampe. Tilsat hudplejemiddel, der modvirker udtørring.



Specifikationer

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Hånddesinfektion |
| Varemærke | ABENA |
| Farve | Klar |
| Features | Stand-back flaske med pumpe, til tråd dispenser med pumpearms, 0,5% klorhexidin |
| pH-værdi (konc.) | 5-6 |
| Ingrediensliste | 85% Ethanol, 0.5% Chlorhexidine |
| Længde/dybde | 8.8 cm |
| Bredde | 6.2 cm |
| Højde | 33 cm |
| Vægt, netto | 830 g |
| Rumindhold, netto | 1000 ml |
| Produkt- eller teststandarder | DS 2451-2, EN 12791, EN 1500 |
| Direktiver, lovgivning og regler | BPR EU 528/2012 |
| Doseringsinstruktioner | 1,8 ml |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Holdbarhed | 36 måneder |
| Holdbarhed, åbnet | 12 måneder |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys. |
| Temperatur Tolerance | 5 °C - 30 °C |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Kirurgisk hånddesinfektion skal fortages mellem to på hinanden følgende operative indgreb. Kirurgisk hånddesinfektion skal udføres på synlige ren og tør hud. Der tilføres hånddesinfektionsmiddel, så huden holdes fugtig, og midlet i mindst 2 minutter. Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgrides overalt på hver finger, håndrygge, håndflader, håndled, underarme op til albuer. Hånddesinfektionsmidlet skal indgrides, indtil tørhed opnås.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll | 12 stk | 38 cm | 19 cm | 34.5 cm | 5703538236792 |
| stk | 1000 ml | | | | 5703538236778 |



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.