



## Produktdatablad

### Stål dispenser, Abena, til dispenser box med overflade desinfektionsservietter

Varenummer : 6940  
Varegruppe : Abena  
Forpakninger : 5 stk = 1 kolli  
70 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Stål dispenser
<b>Varemærke:</b>	Abena
<b>Farve:</b>	stål
<b>Materiale:</b>	stål, plast
<b>Features:</b>	til dispenser box med overflade desinfektionsservietter
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Ståldispenser til ophæng af overfladedesinfektionsservietter.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Aflleveres på miljøstation.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 150180, 150667, 15022402