

ABENA®

Produktdatablad

Overfladedesinfektion 70% ethanol, Abena, 1000 ml, flaske med kliklåg

Varenummer : 6942
Version : 04
Varegruppe : Abena
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli
60 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Overfladedesinfektion 70% ethanol
Varemærke:	Abena
Holdbarhed:	36 måneder
Holdbarhed, åbnet:	12 måneder
Farve:	klar
Features:	flaske med kliklåg
pH-værdi (konc.):	pH 7-8,5
Bredde:	8 cm
Højde:	27 cm
Vægt, netto:	968 g
Rumindhold, netto:	1000 ml
Produkt- eller teststandarder:	EN 1650, EN 1276
Produktbeskrivelse:	Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Er godkendt af fødevarestyrelsen J. nr.2013-29-5409-00347 med dispensation for efterskyl med vand. Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren.
Brugsanvisning:	Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance:	5 °C - 30 °C
Doseringsinstruktioner:	Anvendes ufortyndet
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i orginal emballagen.
Bortskaffelse af produkt:	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 275608