

ABENA®

Produktdatablad

Intensive Care, Abena, 100 ml, uden farve og parfume, 70% fedt

Varenummer : 6966
Version : 02
Varegruppe : Abena
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli
180 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Intensive Care
Varemærke:	Abena
Holdbarhed:	36 måneder
Holdbarhed, åbnet:	12 måneder
Farve:	grå
Materiale:	PE
Tekniske ingredienser:	Caprylic/Capric Triglyceride, Aqua, Hydrogenated Vegetable Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cetearth-20, PEG-20, Stearate, Citric Acid, Tocopherol, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate.
Features:	uden farve og parfume, 70% fedt
pH-værdi:	pH 4-5
Længde/dybde:	3 cm
Bredde:	5 cm
Højde:	14,8 cm
Vægt, brutto:	0,106 kg
Rumindhold, netto:	100 ml
Certifikater:	Asthma Allergy Nordic, Dermatologisk testet, Svanemærket
Produktbeskrivelse:	<p>Abena Intensive Care er egnet til alle hudtyper og hjælper huden med at genopbygge dens naturlige fugtighedsbalance. Cremen er velegnet til pleje af meget tør, irriteret og skadet hud samt atopisk dermatitis, eksem, udslæt og psoriasis.</p> <p>Det høje fedtindhold (70%) hjælper genopbygningen af hudens barriere uden at huden føles fedtet. Kan bruges på såvel hænder som krop, ansigt og endda på fødderne pga. det høje fedtindhold.</p> <p>Cremen har en rigtig god barriereeffekt fra den påføres til op til 8 timer efter. Kan bruges på både børn og voksne.</p> <p>Cremen ophæver ikke virkningen af klorhexidin.</p>
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:	Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene.
Bortskaffelse af produkt:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.