



Varenummer 6995



Dispenser, ABENA, 1000 ml, stål, med 10 cm arm

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

Produktbeskrivelse

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. Nedtages let fra væggen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Features	Med 10 cm arm
Materiale	Stål
Længde/dybde	17.5 cm
Bredde	11 cm
Højde	8.5 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Skrubar og pluggar.
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	60 stk	48 cm	39 cm	37.5 cm	5703538439315
stk	1 stk				5703538439292