



Varenummer 7010



Kompres, nonwoven, ABENA, 4-lags, 5x5cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Sårsoignering



Produktbeskrivelse

ABENA Nonwoven swabs er et blød kompres med mange anvendelsesmuligheder inden for bl.a. sundhedsplejen, hvor usterile produkter er påkrævet. Kan anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker i forbindelse med sårsoignering mv.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Viskose & polyester
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Tykkelse	30 g/m ²
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 pk	26 cm	18.5 cm	26 cm	6972403421970
pk	100 stk				6972403421963



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.