



Varenummer 7017



Nonwoven kompres, ABENA, 4-lags, 7,5x7,5cm, hvid, 2 stk./pouch, latexfri, steril

- ✓ Blødt materiale
- ✓ God absorberingsevne
- ✓ Velegnet til sårsoignering



Produktbeskrivelse

ABENAs Nonwoven swabs er et blødt kompres med mange anvendelsesmuligheder inden for blandt andet sundhedsplejen, hvor sterile produkter er påkrævet. Vores nonwoven kompres er for eksempel ideelt til aftørring af huden samt absorbering af blod og andre væsker i forbindelse med sårsoignering og lignende.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	2 stk./pouch, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Viskose & polyester
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Vægt, netto	0.7 g
Vægt, brutto	2.7 g
Tykkelse	30 g/m2
Antal lag	4-lags
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1800 stk	37.5 cm	22.5 cm	37.5 cm	6972403421741
pk	100 stk	13 cm	11 cm	12.5 cm	6972403421734
stk	1 stk				6972403421727



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt