



Varenummer 7020

Nonwoven kompres, ABENA, 4-lags, 10x10cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Sårsoignering



Produktbeskrivelse

ABENA Nonwoven swabs er et blød kompres med mange anvendelsesmuligheder inden for bl.a. sundhedsplejen, hvor usterile produkter er påkrævet. Kan anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker i forbindelse med sårsoignering mv.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Viskose & polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Tykkelse	30 g/m2
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 pk	51 cm	22.5 cm	50 cm	6972403422014
pk	100 stk				6972403422007



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.

