



Varenummer 7023



Nonwoven kompres, ABENA, 4-lags, 10x10cm, hvid, 5 stk./pouch, latexfri, steril

- ✓ Blødt materiale
- ✓ God absorberingsevne
- ✓ Velegnet til sårsoignering



Produktbeskrivelse

ABENAs Nonwoven swabs er et blødt kompres med mange anvendelsesmuligheder inden for blandt andet sundhedsplejen, hvor sterile produkter er påkrævet. Vores nonwoven kompres er for eksempel ideelt til aftørring af huden samt absorbering af blod og andre væsker i forbindelse med sårsoignering og lignende.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	5 stk./pouch, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Viskose & polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Tykkelse	30 g/m ²
Antal lag	4-lags
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2250 stk	44 cm	29.5 cm	35.5 cm	6972403421659
pk	125 stk	14.5 cm	12.5 cm	14.5 cm	6972403421642
stk	1 stk				6972403421635

MD Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet indeholder ikke latex.

STERILE Produktet er sterilt

