



Varenummer 7025



## Nonwoven kompres, ABENA, 4-lags, 10x20cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Absorberende
- ✓ Sårsoignering



### Produktbeskrivelse

ABENA Nonwoven swabs er et blød kompres med mange anvendelsesmuligheder inden for bl.a. sundhedsplejen, hvor usterile produkter er påkrævet. Kan anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker i forbindelse med sårsoignering mv.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Viskose & polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	20 cm
Tykkelse	30 g/m2
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 stk	51 cm	21.5 cm	42 cm	6972403422038
pk	100 stk	20 cm	10 cm	10 cm	6972403422021
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.

