


Varenummer 7521

Låg, Nito, 110x110x27mm, sort, vinyl,
til beholder



Produktbeskrivelse

Til sikring mod fordampning af kemi når beholderen ikke er i brug. Skulle beholder vælte sikres ligeledes mod spild af kemi.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Nito
Farve	Sort
Features	Til beholder
Materiale	Vinyl
Længde/dybde	110 mm
Bredde	110 mm
Højde	27 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	25 cm	17.5 cm	7 cm	15705020931892
stk	1 stk				5705020931895