




Varenummer 7583

Dryprist, Tina Trolleys,
15,5x54,5x7,5cm, stål, rustfrit stål, til
moppeboks



Produktbeskrivelse

Anvendes til afdrypning af vådmoppen før brug.

Specifikationer

| | |
|-------------------|---------------|
| Produktbetegnelse | Dryprist |
| Varemærke | Tina Trolleys |
| Farve | Stål |
| Features | Til moppeboks |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde/dybde | 15.5 cm |
| Bredde | 54.5 cm |
| Højde | 7.5 cm |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll | 1 stk | 65 cm | 16 cm | 16.5 cm | 5703538050886 |
| stk | 1 stk | | | | 5703538050862 |