



Varenummer 7603



Desinfektion, Liva Super D7, 5 l

Produktbeskrivelse

Til rengøring og desinfektion af gulve og alle overflader der tåler vand samt i ekstraktionsmaskine til tæpperengøring. Generelt velegnet til rengøring og desinfektion af redskaber, maskiner, kølerum. Veterinærgodkendt rengørings- og desinfektionsvæske. Rengør og desinficerer i én arbejdsgang. Dokumenteret effekt på mikroorganismer, f.eks. grampositive og gramnegative bakterier som Staphylococcus aureus, Streptococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Salmonella typhimurium og Saccharomyces cerevisiae. J.nr.: 2009-20-5409-00009. Den skal være i kontakt med overfladen i 5-15 minutter, for at kunne desinficere.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektion
Varemærke	Liva
Vareserie	Super D7
pH-værdi (konc.)	7.5
Rumindhold, netto	5 l
Produkt- eller teststandarder	EN 13697
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Doseringsinstruktioner	100 ml til 10 l vand.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 stk	25 cm	19 cm	29 cm	5703538419591
stk	5000 ml				5703538419577



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet er ætsende.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.