

Desinfektion, Liva Super D7, 5 l

Varenummer : 7603
Version : 02
Varegruppe : Køkkenrengøring
Forpakninger : 2 stk = 1 kolli
 57 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Desinfektion
Varemærke: Liva
Vareserie: Super D7
pH-værdi (konc.): pH 7,5
Rumindhold, netto: 5 l
Produkt- eller teststandarder: EN 13697

Produktbeskrivelse:

Til rengøring og desinfektion af gulve og alle overflader der tåler vand samt i ekstraktionsmaskine til tæpperengøring. Generelt velegnet til rengøring og desinfektion af redskaber, maskiner, kølerum. Veterinærgodkendt rengørings- og desinfektionsvæske. Rengør og desinficerer i én arbejdsgang. Dokumenteret effekt på mikroorganismer, f.eks. grampositive og gramnegative bakterier som *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella typhimurium* og *Saccharomyces cerevisiae*. J.nr.: 2009-20-5409-00009. Den skal være i kontakt med overfladen i 5-15 minutter, for at kunne desinficerer.

Doseringsinstruktioner: 100 ml til 10 l vand.

Tilhørende varer: 15056102