



Produktdatablad

Dispenser, neutral, Maxi, 10,5x14x32cm, hvid, plast, til toiletpapir i ark

Varenummer: 8623



Varedeklaration

Forpakning: 6 Stk pr. Kolli, 24 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser

Produktbeskrivelse: Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Brugsanvisning:

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til toiletpapir i ark

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Størrelse: Midi

Længde/dybde: 10,5cm

Bredde: 14cm

Højde: 32cm Tilhørende varer: 113023, 11302301, 113120, 119968, 119992, 8620, 862005, 95050, 9505001, 6059, 605902, 605902N, 2544, 11312001, 605903