

Varenummer 8821

Standardpose, 3,2 l, klar, LDPE/virgin, 19x38cm

- ✓ Løst pakket
- ✓ Til alle typer fødevarer
- ✓ Fødevaregodkendt



Produktbeskrivelse

Standardpose produceret af fødevaregodkendte materialer og løst pakket. Posen kan anvendes til opbevaring af alle typer fødevarer, men er ikke egnet som frysepose.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Standardpose
Farve	Klar
Features	19x38cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	38 cm
Bredde	19 cm
Rumindhold, netto	3.2 l
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	39 cm	13 cm	12 cm	5703538312878
stk	1 stk				5703538312854



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med lav densitet.

LDPE