

ABENA®

Produktdatablad

Standardpose, 3,2 l, klar, LDPE/virgin, 19x38cm

Varenummer : 8821
Varegruppe : Standardposer
Forpakninger : 1000 stk = 1 kolli
108 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Standardpose
Farve:	klar
Materiale:	LDPE, virgin
Features:	19x38cm
Længde/dybde:	38 cm
Bredde:	19 cm
Tykkelse:	25 micron
Rumindhold, netto:	3,2 l
Certifikater:	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler:	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse:	Standardpose produceret af fødevaregodkendte materialer og løst pakket. Posen kan anvendes til opbevaring af alle typer fødevarer, men er ikke egnet som frysepose.
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler:	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.