

Varenummer 90106



Madras, ABENA Komfort, 200x90x14cm,
blå, med Techmaflex betræk, waterlily.
Levetid på min. 3 år.

- ✓ Trykaflastning
- ✓ Kombimadras



Produktbeskrivelse

Anvendes til forebyggelse af tryksår med ingen, lav eller middel risiko og trykskader grad 1 og 2. Skummet består af 7 cm temperaturfølsomt viskoelastisk skum og 7 cm Waterlily i bunden. Sammenrullede madrasser skal ved modtagelsen pakkes ud, da de ellers krymper i længden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Madras
Varemærke	ABENA
Vareserie	Comfort
Farve	Blå
Features	Med Techmaflex betræk, waterlily. Levetid på min. 3 år.
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Celsiusskum, polyester, PU
Længde/dybde	200 cm
Bredde	90 cm
Højde	14 cm
Produkt- eller teststandarder	EN 597-1, EN 597-2
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Eventuel brug af sprit til desinfektion kan medføre en reduceret holdbarhed af betrækket.
Holdbarhed, åbnet	3 års garanti på betræk og 5 år på madras
Vaskeanvisninger	Betrækket kan rengøres med et neutralt vaskemiddel fx. varmt sæbevand eller vaskes ved 95°C. Tørring kan ske ved ophængning udendørs, rotation eller tørretumbling, rul det ikke! Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	105 cm	36 cm	37 cm	5703538364273
stk	1 stk				5703538364259