

Varenummer 90128



## Børnemadras, ABENA Comfort, 115x47x5cm, blå, med Techmaflex betræk

### Produktbeskrivelse

Techmaflex-betræk er et blødt materiale, strækbart i alle retninger, dampgennemtrængeligt, hvorved der opnås varme- og fugtregulering, og samtidig ugennemtrængeligt for væsker som urin, blod og anden væskespild. Er støvmedietæt og bakterieresistent samt brandhæmmende. Betrækket kan vaskes ved 95 grader C. Både madrassen og betrækket er fri pvc og pthalatfri.

### Specifikationer

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                  | Børnemadras  |
| Varemærke                          | ABENA  |
| Vareserie                          | Comfort  |
| Farve                              | Blå  |
| Features                           | Med Techmaflex betræk  |
| Engangs/flergangs                  | Flergangs  |
| Materiale                          | Celsiuskum, polyester, PU  |
| Længde/dybde                       | 115 cm   |
| Bredde                             | 47 cm  |
| Højde                              | 5 cm   |
| Produkt- eller teststandarder      | EN 597-1, EN 597-2   |
| Direktiver, lovgivning og regler   | (EU) 2023/988  |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Eventuel brug af sprit til desinfektion kan medføre en reduceret holdbarhed af betrækket.  |
| Holdbarhed, åbnet                  | 3 års garanti på betræk og 5 år på madras  |
| Vaskeanvisninger                   | Betrækket kan rengøres med et neutralt vaskemiddel fx. varmt sæbevand eller vaskes ved 95°C. Tørring kan ske ved ophængning udendørs, rotation eller tørretumbling, rul det ikke! Må ikke stryges. |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan genbruges eller forbrændes.  |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl    | 1 stk      | 59 cm  | 40 cm  | 33 cm | 5703538365157 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       | 5703538365133 |