

Varenummer 90202



## Boxmadrasbetræk, ABENA Comfort, 200x90x23cm, blå, til boxmadras, elastik 4 sider

- ✓ Væsketæt
- ✓ Vaskbar

### Produktbeskrivelse

Techmaflex-betræk er et blødt materiale, strækbart i alle retninger, dampgennemtrængeligt, hvorved der opnås varme- og fugtregulering, ugennemtrængeligt for væsker som urin, blod og anden væskespild. Er støvmedietæt og bakterieresistent samt brandhæmmende. Betrækket kan vaskes ved 95 grader C.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Boxmadrasbetræk
Varemærke	ABENA
Vareserie	Comfort
Farve	Blå
Features	Til boxmadras, elastik 4 sider
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester, PU, gummi
Længde/dybde	200 cm
Bredde	90 cm
Højde	23 cm
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Eventuel brug af sprit til desinfektion kan medføre en reduceret holdbarhed af betrækket.
Holdbarhed, åbnet	3 år
Vaskeanvisninger	Betrækket kan rengøres med et neutralt vaskemiddel fx. varmt sæbevand eller vaskes ved 95°C. Tørring kan ske ved ophængning udendørs, rotation eller tørretumbling, rul det ikke! Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	39 cm	30 cm	15 cm	5703538368110
stk	1 stk				5703538368097