

Varenummer 90204



Boxmadrasbetræk, ABENA Comfort, 200x140x23cm, blå, til boxmadras, elastik 4 sider

- ✓ Væsketæt
- ✓ Vaskbar

Produktbeskrivelse

Techmaflex-betræk er et blødt materiale, strækbart i alle retninger, dampgennemtrængeligt, hvorved der opnås varme- og fugtregulering, ugennemtrængeligt for væsker som urin, blod og anden væskespild. Er støvmedietæt og bakterieresistent samt brandhæmmende. Betrækket kan vaskes ved 95 grader C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Boxmadrasbetræk
Varemærke	ABENA
Vareserie	Comfort
Farve	Blå
Features	Til boxmadras, elastik 4 sider
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester, PU, gummi
Længde/dybde	200 cm
Bredde	140 cm
Højde	23 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Eventuel brug af sprit til desinfektion kan medføre en reduceret holdbarhed af betrækket.
Holdbarhed, åbnet	3 år
Vaskeanvisninger	Betrækket kan rengøres med et neutralt vaskemiddel fx. varmt sæbevand eller vaskes ved 95°C. Tørring kan ske ved ophængning udendørs, rotation eller tørretumbling, rul det ikke! Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	39.5 cm	39 cm	21.5 cm	5703538368196
stk	1 stk				5703538368172