


Varenummer 90223



Lændepude, ABENA Comfort, 50x50x9,5cm, blå, med Techmaflex betræk



Produktbeskrivelse

Behagelig lændepude med Techmaflex-betræk i et blødt materiale, strækbart i alle retninger, dampgennemtrængeligt, hvorved der opnås varme- og fugtregulering, og samtidig ugennemtrængeligt for væsker som urin, blod og anden væskespild. Er støvmedietæt og bakterieresistent samt brandhæmmende. Betrækket kan vaskes ved 95 grader C.ri.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lændepude
Varemærke	ABENA
Vareserie	Comfort
Farve	Blå
Features	Med Techmaflex betræk
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Celsiuskum, polyester, PU
Længde/dybde	50 cm
Bredde	50 cm
Højde	9.5 cm
Produkt- eller teststandarder	EN 597-1, EN 597-2
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Eventuel brug af sprit til desinfektion kan medføre en reduceret holdbarhed af betrækket.
Holdbarhed, åbnet	3 års garanti på betræk og 5 år på pude
Vaskeanvisninger	Betrækket kan rengøres med et neutralt vaskemiddel fx. varmt sæbevand eller vaskes ved 95°C. Tørring kan ske ved ophængning udendørs, rotation eller tørretumbling, rul det ikke! Må ikke stryges.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	59 cm	39.4 cm	48 cm	5703538368950
stk	1 stk				5703538368936

