



## Produktdatablad

### Lændepude, Abena Comfort, 40x25cm, blå

Varenummer : 90224  
Varegruppe : Puder  
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli  
65 stk = 1 palle  
65 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Lændepude
<b>Varemærke:</b>	Abena
<b>Vareserie:</b>	Comfort
<b>Holdbarhed, åbnet:</b>	3 års garanti på betræk og 5 år på pude
<b>Farve:</b>	blå
<b>Materiale:</b>	celsiuskum, polyester, PU
<b>Features:</b>	med Techmaflex betræk
<b>Engangs/flergangs:</b>	flergangs
<b>Brugervægt:</b>	1-140 kg
<b>Længde/dybde:</b>	40 cm
<b>Højde:</b>	25 cm
<b>Produkt- eller teststandarder:</b>	EN 597-1, EN 597-2
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Behagelig lændepude med Techmaflex-betræk i et blødt materiale, strækbart i alle retninger, dampgennemtrængeligt, hvorved der opnås varme- og fugtregulering, og samtidig ugennemtrængeligt for væsker som urin, blod og anden væskespild. Er støvmidetæt og bakterieresistent samt brandhæmmende. Betrækket kan vaskes ved 95 grader C.ri.
<b>Vaskeanvisninger:</b>	Betrækket kan rengøres med et neutralt vaskemiddel fx. varmt sæbevand eller vaskes ved 95°C. Tørring kan ske ved ophængning udendørs, rotation eller tørretumbling, rul det ikke! Må ikke stryges.
<b>Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler:</b>	Eventuel brug af sprit til desinfektion kan medføre en reduceret holdbarhed af betrækket.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.