



Urinbind: Abri-San



Abri-San Premium

Abri-San 0-4

Anvendelsesområde:

Lille åben ble/urinbind til urin- og/eller afføringsinkontinens.

De små størrelser (0, 1 og 1A) er primært til urininkontinens. Abri-San (1-4) serien tilgodeser behovet hos størstedelen af brugerne. Produktets anatomiske design sikrer optimal pasform uanset kropsbygning.

Ønskes fiksering til produktet, anbefaler vi vores Abri-Fix sortiment. Den fleksible fiksering med specialtrusse giver helt korrekt påsætning, optimal effekt samt tryghed og komfort.

Serien: Abri-San (0-4) serien omfatter 5 forskellige sugeevner, lige fra de mindste trusseindlæg til produkter med maksimal sugekapacitet. De dækker let og middel inkontinens.

Serien er forsynet med et logisk tal-/bogstavsystem og en farvekodning, som gør det let for brugerne, at skelne mellem de forskellige størrelser og sugeevner. Produkttype/størrelse og sugeevne fremgår af tekst/illustration på silikonepapiret, som dækker klæbestrømmen. Information om anvendelse af produktet og vejledning til brug findes på pose. Tekst på produkt og emballage er på dansk.

Kvalitet:

- ✓ Bagsiden på de mindste bleer (Str. 0-4) er forsynet med klæbestrimmel, så den let kan fikseres i trussen.
- ✓ Korrekt påsætning og dermed stor lækagesikkerhed er sikret ved at elastikken langs benudskæringen (Str. 2-4) automatisk giver produktet skålfacon.
- ✓ Til lækagesikring er der indbygget smalle liggende kraver.
- ✓ Produktet føles tørt mod huden pga. vores Top Dry-system.
- ✓ Produktet er tyndt selvom sugekapaciteten er høj, da det er fremstillet af de bedste råvarer.
- ✓ Bagsidefolien er åndbar, hvilket gør produktet mindre varmt og dermed mere komfortabelt.
- ✓ Materialet er diskret, lydløst, hudvenligt og blødt, hvilket bevirker at det er behageligt mod huden.
- ✓ Produktet er forsynet med et effektivt odour-system som minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener.
- ✓ Væskespredningen i produktet sker hurtigt pga. de indbyggede væskekanaler i den absorberende kerne.
- ✓ Str. 1+1A er indpakket enkeltvis, så det er nemt og diskret at have med sig.



Urinbind: Abri-San

- ✓ Str. 1 til 4 er svanemærket, hvilket er det nordiske miljømærke der viser, at der tages særligt hensyn til miljø, klima, kvalitet og sundhed fra bearbejdelse af råvarer til produktion, anvendelse og afskaffelse af det færdige produkt.
- ✓ Str. 1-4 er dermatologisk testet. Dette sikrer at bleen ikke giver hudirritation, eksem eller allergi.
- ✓ Str. 1-4 er FSC- mærket. Dette garanterer at papirmassen i bleen kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der plantes flere træer end der fældes.

Farve: Hvid.

Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Forbrændes/genbruges.

Indhold:

<u>Kerne:</u>	(FLUFF)100 % cellulose fluff = Papirmasse (klorinfri) + (SAP) superabsorbent = gennemtrængelig polyacrylat + Lim.
<u>Mellemlag:</u>	Top Dry, hvid, non-woven.
<u>Overflade:</u>	PP non-woven, permanent hydrofil.
<u>Elastik:</u>	Elastan
<u>Barriere:</u>	Hydrofobisk (vandafvisende) non-woven.
<u>Bagside:</u>	Åndbart tekstil.
<u>Lim:</u>	Hotmelt lim mellem lagene. Er baseret på harpiks og voks (ftalatfri).
<u>Kode:</u>	Maskinnr. og produktionsdato er printet med blæk på produkt og pose (blækket indeholder ikke tungmetaller).

Produkt tolerance: +/-10 %

Varenr.	Varenavn	Størrelse	Sugeevne jf. Rothwell	Forpakning Pakke/ Karton/ Palle	Lækage- sikrings- type	Våd- indik ator	Farvekode
Min salg=1 kolli							
41000	Abri-Light 0 *	Produktmål: 175x750 mm 4,2 g Str. 0 Inkontinensgrad: Let (dryp)	75 ml	28 stk. = 1 pk. 12 pk. = 1 kolli 30 kolli=1 palle	Side: Liggende smalle kraver	÷	Hvid 
9253	Abri-San Premium 1	Produktmål: 215x105 mm Str. 1 8 g Inkontinensgrad: Let	200 ml	28 stk.=1 pk. 10 pk.=1 kolli 36 kolli= 1 palle	Side: Liggende smalle kraver	÷	Mørk gul 



Urinbind: Abri-San

9254	 	Abri-San Premium 1A Produktmål: 275x105 mm Str. 1A 12 g Inkontinensgrad: Let	200 ml	28 stk. = 1 pk. 12 pk. = 1 kolli 24 kolli= 1 palle	Side: ÷ Liggende smalle kraver	Brun	
9260	 	Abri-San Premium 2 Produktmål: 260x105 mm Str. 2 17 g Inkontinensgrad: Let	350 ml	28 stk. = 1 pk. 9 pk. = 1 kolli 21 kolli= 1 palle	Side: ÷ Liggende smalle kraver	Lyserød	
9266	 	Abri-San Premium 3 Produktmål: 330x110 mm Str. 3 25 g Inkontinensgrad: Let	500 ml	28 stk. = 1 pk. 7 pk. = 1 kolli 20 kolli= 1 palle	Side: ÷ Liggende smalle kraver	Rød	
9267	 	Abri-San Premium 3A Produktmål: 330x110 mm Str. 3A 26 g Inkontinensgrad: Middel	650 ml	28 stk. = 1 pk. 7 pk. = 1 kolli 20 kolli= 1 palle	Side: ÷ Liggende smalle kraver	Turkisgrøn	
9271	 	Abri-San Premium 4 Produktmål: 435x205 mm Str. 4 35 g Inkontinensgrad: Middel	800 ml	28 stk. = 1 pk. 6 pk. = 1 kolli 12 kolli= 1 palle	Side: ÷ Liggende smalle kraver	Lys grøn	

Certificeringer:

Produkterne er CE-mærkede jf. kravene i direktiv MDD 93/42 EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr klasse 1.

Abena Produktion A/S, der producerer for Abena A/S, er certificeret i henhold til ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2008, BRC CP, IFS HPC og GMP. Sikring af at produkterne lever op til miljømæssige krav ivaretages gennem ISO 14001:2015 certificering. Abena har specifikke miljømål og leverer hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab indeholder en opgørelse over virksomhedens ressourceforbrug samt affaldsproduktion. Såfremt produktet har yderligere certificeringer/godkendelser fremgår det af produktdatabladet.



Urinbind: Abri-San

Produkter markeret med * er produceret hos anden underleverandører end Abena Produktion A/S. Disse produkter underligger samme krav til kvalitetskontrol, som de produkter Abena Produktion producerer. Og dette kontrolleres løbende. Der stilles krav til at underleverandør som minimum skal være ISO 14001:2015 certificeret sådan at miljømæssige krav ivaretages.