



Varenummer 933239



Skiftesæt, ABENA, 12,7cm

- ✓ Skiftesæt
- ✓ Steril
- ✓ Pincet



Produktbeskrivelse

ABENA skiftesæt er udviklet til at gøre arbejdsgangen mere simpel for sundhedsprofessionelle i arbejdet med sårpleje. Skiftesættet er sterilt og indeholder de grundlæggende elementer i proceduren omkring sårplejen.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Skiftesæt |
| Varemærke | ABENA |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Længde/dybde | 12.7 cm |
| Vægt, netto | 24.4 g |
| Vægt, brutto | 28 g |
| Steriliseringsmetode | EO |
| Certifikater | CE |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 200 stk | 40 cm | 38.5 cm | 50 cm | 5703538243455 |
| pk | 25 stk | 19.5 cm | 18.5 cm | 24.5 cm | 5703538248252 |
| stk | 1 stk | | | | 5703538243462 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt