



Varenummer 9488

Ørepropper, 3M (E.A.R), gul, 25-29 snr

✓ Effektiv

Produktbeskrivelse

En klassisk øreprop der effektivt udelukker skadelige og forstyrrende lyde. Indhold: 250 par i dispenserbox, pakket parvis. SNR: 28 / H:30 M:24 L:22.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ørepropper
Varemærke	3M (E.A.R)
Farve	Gul
Features	25-29 snr
Produkt- eller teststandarder	EN 352
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 par	59 cm	26.5 cm	26.5 cm	4046719886739
pk	250 par	25.5 cm	24.5 cm	14 cm	4046719343393
par					