



Varenummer 95030



Gastro

## Servietlys, ABENA Gastro, 24cm, Ø2,2cm, champagne, 7 timer, paraffin

- ✓ 7 timers brændetid
- ✓ Paraffin
- ✓ Skaber hygge til enhver lejlighed

### Produktbeskrivelse

Lange lys til fest og højtid.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Servietlys
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Sekundær farve	Champagne
Materiale	Paraffin
Højde	24 cm
Diameter	2.2 cm
Brændetid	7 h
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Tåler temperaturer fra +10°C til +25°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	51.2 cm	22.8 cm	13.6 cm	4752046074397
pk	50 stk	25.4 cm	21 cm	10.8 cm	4752046074373
stk	1 stk				