



Varenummer 95068

Lysbowle, Bolsius, 10,5cm, Ø9,5cm, limegrøn, 70 timer, glas/paraffin, i glasbowle

- ✓ Til brug både inde og ude
- ✓ 70 timer lys

Produktbeskrivelse

Lysbowler er paraffin i glas, som skaber en hyggelig og festlig stemning både indendørs og udendørs.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lysbowle
Varemærke	Bolsius
Sekundær farve	Limegrøn
Features	I glasbowle
Materiale	Glas, paraffin
Højde	10.5 cm
Diameter	9.5 cm
Brændetid	70 timer
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Glas kan gå i stykker ved hård håndtering.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	39 cm	29.5 cm	11.2 cm	8718323020965
stk	1 stk				8718323020972