



Produktdatablad

Dekorationslys, 23cm, Ø4,5cm, hvid, 30 timer, 100% stearin

Varenummer : 95093
Varegruppe : Dekorationslys
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli
128 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dekorationslys

Farve: hvid

Ingredienser / sammensætning: 100% stearin

Brændetid: 30 timer

Højde: 23 cm

Diameter: 4,5 cm

Produktbeskrivelse: Tænd for den gode stemning med et smukt dekorationslys. Især velegnet til dine juledekorationer.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.