



Produktdatablad

Kuvertløber, Abena Gastro, 2400x40cm, hvid, airlaid, perforeret for hver 1,2 m

Varenummer : 95296
Varegruppe : Airlaid
Forpakninger : 4 stk = 1 kolli
1 stk = 1 pakke
4 pakker = 1 kolli
60 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Kuvertløber
Varemærke: Abena
Vareserie: Gastro
Farve: hvid
Materiale: airlaid
Perforering: perforeret for hver 1,2 m
Længde/dybde: 2400 cm
Bredde: 40 cm
Tykkelse: 60 g/m²
Certifikater: Til fødevarer, PEFC
Produktbeskrivelse: Placer kuvertløberen ovenpå din dug for at skabe elegante kontraster.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 121041, 120968, 120970, 120967, 120969, 120971, 120972, 120973