



Varenummer 1000002383

Maske, Laerdal, med inflationsventil, str. 2, baby, engangs



## Produktbeskrivelse

Engangsmasken fra Laerdal anvendes sammen med Laerdals genoplivningsballoner The Bag II.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Maske
Varemærke	Laerdal
Features	Med inflationsventil, str. 2, baby
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	180 stk	50.5 cm	40 cm	64 cm	
pk	20 stk	38 cm	15.8 cm	19.7 cm	7045432084115
stk	1 stk				7045432083927



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.