



Abena beskyttelseskittel

Varenummer 1000002559 & 1000002560

Abena classic beskyttelseskittel

Væskeafvisende m/elastik



Beskrivelse

Hvid

Med bindebånd i liv og nakke, til justering af pasform

Latexfri elastikker ved håndleddet

Antistatisk materiale

Produceret for Abena A/S, DK under ISO 9001 og ISO 13485

CE & Standarder:

CE-mærket iht EU direktiv 93/42/EEC,

Klasse I

Anvendelse:

Til beskyttelse af personale, patient eller pårørende, for at undgå krydskontamineringer, i forbindelse med smitsomme sygdomme og/eller til beskyttelse af eget tøj samt arbejdsmiljøet. Kan anvendes til overholdelse af de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Kitlen er til engangsbrug

Materiale:

Kittel af nonwoven polypropylene

100% latexfri

Forpakning

5 stk. pr. pose

10x5 poser. pr. karton

27 kartoner på en palle

	Varenr.:	Længde
Large	1000002559	127 cm
X-large	1000002560	142 cm



Abena beskyttelseskittel

Varenummer 1000002559 & 1000002560

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: Tørt og ved stuetemperatur. Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 5 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges