



Varenummer 1000002786



Spand til fødevarer, Vikan, 20 l, grøn,
PP/rustfrit stål, med hældetud



Produktbeskrivelse

Denne robuste 20-liters spand kan både bruges til rengøring og opbevaring af fødevarer. Spanden har en bred, drypfri hældetud, et solidt håndtag i rustfrit stål, hævet bund og en indvendig måleskala med forskellige måleenheder. Den flade side forhindrer spild.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spand til fødevarer
Varemærke	Vikan
Farve	Grøn
Features	Med hældetud
Materiale	PP, rustfrit stål
Længde/dybde	38 cm
Bredde	47 cm
Højde	47 cm
Vægt, netto	1.77 kg
Rumindhold, brutto	20 l
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2023/2006, (EF) nr. 1935/2004
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved +100°C til -20°C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	80 cm	45.5 cm	41.5 cm	15705020569224
stk	1 stk				5705020569227



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.