



Varenummer 1000003337

Rengøringsklud, ENA Platin, 32x32cm, gul, mikrofiber

- ✓ Høj kvalitet
- ✓ Ekstra høj sugeevne

Produktbeskrivelse

Mikrofiberklud af højeste kvalitet. Kluden har en ekstra høj sugeevne.



MOIST



DRY



Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Varemærke	ENA
Vareserie	Platin
Farve	Gul
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	80% polyester, 20 % polyamid
Længde/dybde	32 cm
Bredde	32 cm
Tykkelse	530 g/m2
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 95°C. Kan tørretumbles ved 55°C. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Tåler op til 500 vaske. Kan krympe op til 10%.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	35 cm	35 cm	29.5 cm	5703538373206
pk	10 stk	31.5 cm	17.5 cm	7 cm	5703538373220
stk	1 stk				



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



Produktet bruges til manuel rengøring af overflader.



Produktet bruges til rengøring af møbler.

