



Varenummer 1000003862

Stander, til vægskab til hjertestarter

Produktbeskrivelse

Standeren anvendes til montering af vægskab til hjertestarter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Features	Til vægskab til hjertestarter
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål 4404
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	