



Varenummer 1000004445

i-spraywash

Beholder, SprayWash

✓ Farvekodet

Produktbeskrivelse

Smart farvekodet opbevaring af SprayWash system, der passer til SprayWash systemet. Match farven med den ønskede tablet der bruges for sikker og enkel brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Varemærke	SprayWash
Farve	Rød

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	39 cm	30 cm	12 cm	7331244660136
stk	1 stk				7331244660136