



Varenummer 1000005177



Dispenser, Tork V1, 5,8x42,3x31,5cm, hvid, plast, til toiletsædepapir

- ✓ Hygiejnisk toilet
- ✓ Slankt design passer alle vegne

Produktbeskrivelse

Tork dispenser til toiletsædeovertræk med en-ad-gangen funktion sikrer et mere hygiejnisk toilet. Et slankt design der passer alle vegne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	V1
Farve	Hvid
Features	Til toiletsædepapir
Materiale	Plast
Længde/dybde	5.8 cm
Bredde	42.3 cm
Højde	31.5 cm
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	44.3 cm	33.9 cm	83.9 cm	7310791218403
stk	1 stk				7310791218397